

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Новобрянск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://arctiko.nt-rt.ru/ || aoh@nt-rt.ru

Arctiko PR 500 холодильник

Arctiko PR 500 (объём: 525 литров, температурный диапазон: +1°С / +10°С, код модели: DAI 0850) однокомпрессорный фармацевтический холодильник



Описание
Холодильник Arctiko PR 500® Biomedical Refrigerator:

Однокомпрессорный фармацевтический холодильник высокого качества. Оборудование применяется для длительного хранения различных фармацевтических веществ, лекарств и вакцин. Представленный холодильник сочетает в себе широкий список характеристик с актуальными сигнализационными системами и интерфейсами для отправки данных на компьютер или электронный накопитель.

Хорошие показатели изоляционных свойств в совокупности с тихой работой оборудования, позволяют использовать холодильник в любом помещении.

Температурная стабильность и производительность устройства имеют самый высокий уровень, PR 500 быстро достигает необходимой температуру в интервале от +1 до +10 °С.

Фирма Arctiko, создавая холодильное оборудование, использует самые современные и надежные технологии, это увеличивает срок пригодности устройств и делает эксплуатацию бесперебойной и безопасной.

Спецификация

Марка	DAI 0850
Внешние габариты ШхГхВ, миллиметров	620×860×1997
Рабочий объем, литров	525
Внутренние габариты ШхГхВ, миллиметров	500×695×1505
Изоляция, миллиметров	60
Диапазон температур, °С	+1 / +10

Максимальная температура окружающей среды, °С	32
Напряжение питания, Вольт	230/110
Частота, Герц	50/60
Потребляемая мощность, Кватт/сутки	5,7
Сила тока, Ампер	1,2
Уровень шума, Децибел	<55

Функции управления

Визуальная и звуковая сигнализация	v
Сигнализация сбоя электросети	v
Сигнализация отклонения от заданной температуры	v
Сигнализация открытия двери	v
Сигнализация повреждения датчика	v
Текстовой дисплей	v
Разъем подключения удаленной сигнализации	v
Возможность подключения GSM модуля	v
Батарея питания дисплея и сигнализации, часов	72 ч
Отверстие для установки термодатчика	-
Цифровой дисплей	v
Регистратор данных	да
RS 232 интерфейс	v
RS 485 интерфейс	v
USB	v
Размораживание ручное / автоматическое	Ручн./Авт.
Графический самописец	Опционально

Корпус

Полки / ящики, штук	3 / Опционально -
---------------------	-------------------

Дополнительные полки / ящики, штук	3 / Опционально
Корзины, штук	-
Дополнительные крышки / двери, штук	-
Освещение	да
Ролики	да
Замок	да
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Внешнее покрытие	лакированная сталь
Внешний цвет	белый
Количество компрессоров	1
Хладагент	R134a

Информация о доставке

Вес нетто, килограмм	105
Вес брутто, килограмм	156
Вес брутто в деревянной упаковке, килограмм	-
Габариты при транспортировке ШхГхВ, миллиметров	900×750×2200
Габариты в деревянной упаковке ШхГхВ, миллиметров	-

Arctiko PR 500-ST холодильник

Arctiko PR 500-ST (объём: 525 литров, температурный диапазон: +1°C / +10°C, код модели: DAI 0851) вертикальный холодильник для охлаждения фармацевтических препаратов



Описание

Холодильник Arctiko PR 500-ST® Biomedical Refrigerator:

Вертикальный холодильник от Arctiko с диапазоном рабочих температур от +1 до +10 °C предназначен для высокопроизводительного охлаждения фармацевтических препаратов, крупных серий лекарственных средств и вакцин.

PR 500-ST оснащен одним мощным компрессорным и обладает низкий уровнем шума. Высокая изоляция камеры делает возможным быстрое достижение нужной температуры, стабилизируемой на протяжении всей работы холодильника.

К особенностям модели PR 500-ST относится профессиональная система аварийных сигнализаций, функциональные интерфейсы и крупный жидкокристаллический экран.

В производственном процессе создания холодильных устройств компания Arctiko применяются современные и надежные технологии для получения высокого качества и долгого срока службы оборудования.

Спецификация

Марка	DAI 0851
Внешние габариты ШхГхВ, миллиметров	620×860×1997
Рабочий объем, литров	525
Внутренние габариты ШхГхВ, миллиметров	500×695×1505
Изоляция, миллиметров	60
Диапазон температур, °C	+1 / +10
Максимальная температура окружающей среды, °C	32
Напряжение питания, Вольт	230/110
Частота, Герц	50/60
Потребляемая мощность, Кватт/сутки	5,7
Сила тока, Ампер	1,2
Уровень шума, Децибел	<55

Функции управления

Визуальная и звуковая сигнализация	v
Сигнализация сбоя электросети	v
Сигнализация отклонения от заданной температуры	v
Сигнализация открытия двери	v
Сигнализация повреждения датчика	v
Текстовой дисплей	v
Разъем подключения удаленной сигнализации	v
Возможность подключения GSM модуля	v

Батарея питания дисплея и сигнализации, часов	72 ч
Отверстие для установки термодатчика	-
Цифровой дисплей	v
Регистратор данных	да
RS 232 интерфейс	v
RS 485 интерфейс	v
USB	v
Размораживание ручное / автоматическое	Ручн./Авт.
Графический самописец	Опционально

Корпус

Полки / ящики, штук	3 / Опционально -
Дополнительные полки / ящики, штук	3 / Опционально
Корзины, штук	-
Дополнительные крышки / двери, штук	-
Освещение	да
Ролики	да
Замок	да
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Внешнее покрытие	нержавеющая сталь
Внешний цвет	нержавеющая сталь
Количество компрессоров	1
Хладагент	R134a

Информация о доставке

Вес нетто, килограмм	105
Вес брутто, килограмм	156
Вес брутто в деревянной упаковке, килограмм	-

Габариты при транспортировке ШхГхВ, миллиметров	900×750×2200
Габариты в деревянной упаковке ШхГхВ, миллиметров	-

А лматы (7273)495-231 А нгарск (3955)60-70-56 А рхангельск (8182)63-90-72 А страхань (8512)99-46-04 Б арнаул (3852)73-04-60 Б елгород (4722)40-23-64 Б лаговещенск (4162)22-76-07 Б рянск (4832)59-03-52 В ладивосток (423)249-28-31 В ладикавказ (8672)28-90-48 В ладимир (4922)49-43-18 В олгоград (844)278-03-48 В ологда (8172)26-41-59 В оронеж (473)204-51-73 Е катеринбург (343)384-55-89	И ваново (4932)77-34-06 И жевск (3412)26-03-58 И ркутск (395)279-98-46 К азань (843)206-01-48 К алининград (4012)72-03-81 К алуга (4842)92-23-67 К емерово (3842)65-04-62 К иров (8332)68-02-04 К оломна (4966)23-41-49 К острома (4942)77-07-48 К раснодар (861)203-40-90 К расноярск (391)204-63-61 К урск (4712)77-13-04 К урган (3522)50-90-47 Л ипецк (4742)52-20-81	М агнитогорск (3519)55-03-13 М осква (495)268-04-70 М урманск (8152)59-64-93 Н абережные Челны (8552)20-53-41 Н ижний Новгород (831)429-08-12 Н овокузнецк (3843)20-46-81 Н оябрьск (3496)41-32-12 Н овосибирск (383)227-86-73 О мск (3812)21-46-40 О рел (4862)44-53-42 О ренбург (3532)37-68-04 П енза (8412)22-31-16 П етрозаводск (8142)55-98-37 П сков (8112)59-10-37 П ермь (342)205-81-47	Р остов-на-Дону (863)308-18-15 Р язань (4912)46-61-64 С амара (846)206-03-16 С анкт-Петербург (812)309-46-40 С аратов (845)249-38-78 С евастополь (8692)22-31-93 С аранск (8342)22-96-24 С имферополь (3652)67-13-56 С моленск (4812)29-41-54 С очи (862)225-72-31 С таврополь (8652)20-65-13 С ургут (3462)77-98-35 С ыктывкар (8212)25-95-17 Т амбов (4752)50-40-97 Т верь (4822)63-31-35	Т ольятти (8482)63-91-07 Т омск (3822)98-41-53 Т ула (4872)33-79-87 Т юмень (3452)66-21-18 У льяновск (8422)24-23-59 У лан-Удэ (3012)59-97-51 У фа (347)229-48-12 Х абаровск (4212)92-98-04 Ч ебоксары (8352)28-53-07 Ч елябинск (351)202-03-61 Ч ереповец (8202)49-02-64 Ч ита (3022)38-34-83 Я кутск (4112)23-90-97 Я рославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47		

<https://arctiko.nt-rt.ru/> || aoh@nt-rt.ru